

MPIファイバー オプティック喉頭鏡





口腔内を傷つけにくく、使用者の手にも優しい滑らか仕上げ



全ての角を
面取り加工

交差感染を防ぐ、汚れを落としやすいデザイン
オートクレーブ滅菌も可能です
ISO7376準拠

MPIファイバーオプティック喉頭鏡：ハンドル

高輝度・長寿命（120,000lux・50000時間）のLED電球タイプと36,000luxのキセノン電球タイプがあります。



レギュラー



ペンライト



スタビィ



ミニ

MPIオリジナル
デザイン

| カタログ番号 | 品名 | 使用電池（種類/本数） |
|-----------|--------------------------------|---------------------|
| M-0246-89 | MPIファイバーオプティック LED レギュラーハンドル | 単2形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0246-80 | MPIファイバーオプティック LED ペンライトハンドル | 単3形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0246-81 | MPIファイバーオプティック LED スタビィハンドル | 単3形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0246-88 | MPIファイバーオプティック LED ミニハンドル | リチウム電池（CR123） 1本 |
| M-0236-39 | MPIファイバーオプティック XENON レギュラーハンドル | 単2形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0236-30 | MPIファイバーオプティック XENON ペンライトハンドル | 単3形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0236-31 | MPIファイバーオプティック XENON スタビィハンドル | 単3形アルカリ乾電池 2本 |
| M-0236-38 | MPIファイバーオプティック XENON ミニハンドル | リチウム電池（CR123） 1本 |
| M-0240-53 | MPIファイバーオプティック キセノンランプ | |

MPIファイバーオプティック喉頭鏡：ブレード

マッキントッシュ・イギリス型ブレード

新サイズ



M-5232-00



M-5232-04



M-5232-01



M-5232-05



M-5232-02



M-5232-03



M-5243-03

| カタログ番号 | 品名・サイズ | | |
|---------------|--------------------|------|------------|
| New M-5232-00 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ0 | 80mm |
| M-5232-01 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ1 | 92mm |
| M-5232-02 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ2 | 100mm |
| M-5232-03 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ3 | 130mm |
| M-5232-04 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ4 | 155mm |
| M-5232-05 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ5 | 175mm |
| M-5243-03 | マッキントッシュ・イギリス型ブレード | サイズ3 | 130mm 左利き用 |

マッキントッシュ・アメリカ型ブレード

新サイズ



M-5231-20



M-5231-03



M-5231-00



M-5231-35



M-5231-01



M-5231-04



M-5231-02

| カタログ番号 | 品名・サイズ | | |
|-----------|--------------------|--------|-------|
| M-5231-20 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ00 | 65mm |
| M-5231-00 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ0 | 80mm |
| M-5231-01 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ1 | 87mm |
| M-5231-02 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ2 | 108mm |
| M-5231-03 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ3 | 130mm |
| M-5231-35 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ3.5 | 144mm |
| M-5231-04 | マッキントッシュ・アメリカ型ブレード | サイズ4 | 159mm |

New

マッキントッシュ・ドイツ型ブレード



M-5272-00



M-5272-03



M-5272-01



M-5272-04



M-5272-02



M-5272-05

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|------------------------------|
| M-5272-00 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ0 82mm |
| M-5272-01 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ1 93mm |
| M-5272-02 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ2 115mm |
| M-5272-03 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ3 135mm |
| M-5272-04 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ4 155mm |
| M-5272-05 | マッキントッシュ・ドイツ型ブレード サイズ5 176mm |

マッキントッシュ・リデュースドフランジ型ブレード



M-5271-02



M-5271-35



M-5271-03



M-5271-04

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|--|
| M-5271-02 | マッキントッシュ・リデュースドフランジ型ブレード サイズ2 106mm |
| M-5271-03 | マッキントッシュ・リデュースドフランジ型ブレード サイズ3 133mm |
| M-5271-35 | マッキントッシュ・リデュースドフランジ型ブレード サイズ3.5 145mm |
| M-5271-04 | マッキントッシュ・リデュースドフランジ型ブレード サイズ4 157mm |

マッキントッシュ・フランジレス型ブレード



M-5242-03



M-5242-04

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|---------------------------------|
| M-5242-03 | マッキントッシュ・フランジレス型ブレード サイズ3 136mm |
| M-5242-04 | マッキントッシュ・フランジレス型ブレード サイズ4 162mm |

マッキントッシュ・フレックスティップ型ブレード



M-5282-03



M-5282-04

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|------------------------------------|
| M-5282-03 | マッキントッシュ・フレックスティップ型ブレード サイズ3 135mm |
| M-5282-04 | マッキントッシュ・フレックスティップ型ブレード サイズ4 155mm |

ミラー型ブレード

新サイズ



M-5233-30



M-5233-20



M-5233-00



M-5233-01



M-5233-02



M-5233-03



M-5233-04

| | カタログ番号 | 品名・サイズ | |
|-----|-----------|----------|-------------|
| New | M-5233-30 | ミラー型ブレード | サイズ000 60mm |
| | M-5233-20 | ミラー型ブレード | サイズ00 65mm |
| | M-5233-00 | ミラー型ブレード | サイズ0 75mm |
| | M-5233-01 | ミラー型ブレード | サイズ1 102mm |
| | M-5233-02 | ミラー型ブレード | サイズ2 155mm |
| | M-5233-03 | ミラー型ブレード | サイズ3 195mm |
| | M-5233-04 | ミラー型ブレード | サイズ4 205mm |

ロバートショウ型ブレード



M-5237-00



M-5237-01

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|-------------------------|
| M-5237-00 | ロバートショウ型ブレード サイズ0 94mm |
| M-5237-01 | ロバートショウ型ブレード サイズ1 112mm |

クランウォール型ブレード



M-5236-00



M-5236-01

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|-------------------------|
| M-5236-00 | クランウォール型ブレード サイズ0 76mm |
| M-5236-01 | クランウォール型ブレード サイズ1 102mm |

ウィスヒップル型ブレード



M-5234-20



M-5234-01



M-5234-00



M-5234-15

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|---------------------------|
| M-5234-20 | ウィスヒップル型ブレード サイズ00 65mm |
| M-5234-00 | ウィスヒップル型ブレード サイズ0 76mm |
| M-5234-01 | ウィスヒップル型ブレード サイズ1 102mm |
| M-5234-15 | ウィスヒップル型ブレード サイズ1.5 115mm |

シワード型ブレード



M-5239-01




M-5239-02

| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|-----------|----------------------|
| M-5239-01 | シワード型ブレード サイズ1 106mm |
| M-5239-02 | シワード型ブレード サイズ2 130mm |

MP I ミラー型ブレード

従来のミラー型と比較して、ファイバーの先端を、ブレードの先端により近づけた事により、最適な視野が得られます。

聖路加看護大学 大学院 名誉教授 宮坂勝之先生ご指導のもと



| カタログ番号 | 品名・サイズ |
|----------|----------------------------|
| 1-101-00 | MP I ミラー型ブレード サイズ0 75mm |
| 1-101-15 | MP I ミラー型ブレード サイズ1.5 110mm |
| 1-101-02 | MP I ミラー型ブレード サイズ2 150mm |

ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード



M-401-00




M-401-03



M-401-01



M-401-35



M-401-02



M-401-04

| カタログ番号 | 品名・サイズ | 販売単位 |
|----------|-------------------------------------|-------|
| M-401-00 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ0 80mm | 10本/箱 |
| M-401-01 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ1 90mm | 10本/箱 |
| M-401-02 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ2 100mm | 10本/箱 |
| M-401-03 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ3 130mm | 10本/箱 |
| M-401-35 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ3.5 144mm | 10本/箱 |
| M-401-04 | ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード サイズ4 153mm | 10本/箱 |

ディスプレイザブル・ミラー型ブレード



M-411-20



M-411-02



M-411-00



M-411-03



M-411-01



M-411-04

| カタログ番号 | 品名・サイズ | 販売単位 |
|----------|-------------------------------|-------|
| M-411-20 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ00 65mm | 10本/箱 |
| M-411-00 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ0 79mm | 10本/箱 |
| M-411-01 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ1 105mm | 10本/箱 |
| M-411-02 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ2 157mm | 10本/箱 |
| M-411-03 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ3 197mm | 10本/箱 |
| M-411-04 | ディスプレイザブル・ミラー型ブレード サイズ4 208mm | 10本/箱 |

販売名：MPIファイバーオプティック喉頭鏡
クラスI 届出番号：13B1X00118MDL001

製造販売業者：株式会社エム・ピー・アイ
東京都港区三田1-2-17 MSビル2F

お問い合わせ：電話03-3451-6501 FAX03-3455-2536
URL：<https://mpi-inc.co.jp>

