

オキシマスク



開放型酸素マスク 呼気を再呼吸しにくいデザイン

- 呼気が抜けやすくCO₂の再呼吸がしにくい。
- 低流量でも酸素濃度が確保できます。
- 他のマスクと比較して、同じ濃度を保つのに必要な酸素流量が少ないので酸素の消費量が低減します。※1
- 吸引や口腔ケア等の処置ができます。
- ストローで飲物が飲めます。
- 圧迫感が少ないので、患者さんのQOLが向上します。



※1 参考文献 Comparison of the OxyMask and Venturi mask in the delivery of supplemental oxygen:pilot study in oxygen-dependent patients: Can Respir J Vol 13 No5 July/August 2006

製品番号	商品名	幅	長さ	高さ	販売単位
OM-11-8	オキシマスクⅡ ◎	88.1mm	131.3mm	52.8mm	25個/箱
OM-14-8	オキシマスクⅡ 耳掛けバンド式	88.1mm	131.3mm	52.8mm	25個/箱
OK-11-8	オキシマスクⅡ ◎ 小児用	82.8mm	92.7mm	47.2mm	25個/箱
OT-10-8	オキシマスクⅡ ◎ 乳児用	66.8mm	77.1mm	42.4mm	25個/箱

◎印 OM-11-8,OK-11-8,OT-10-8につきましては、
コヴィディエンジャパン様へ販売を委託しております。

販売名: オキシマスク
クラスⅡ 認証番号: 22000BZX01242000

製造販売業者

株式会社エム・ピー・アイ

東京都港区三田1-2-17 MSビル2階
TEL03-3451-6501 FAX03-3455-2536
URL:<https://mpi-inc.co.jp>

KTR008_STH2507_002